

# AUTOFUSE-V3

## Bomba para Irrigación de Anestesia

### Bomba AUTOFUSE con Velocidad Variable

- Posee control del caudal de Flujo ajustable entre 40 ml/min a 100ml/min.
- Infiltración continuada sin necesidad de cambios ni recargas de jeringas.
- De sencillo y rápido montaje con sistema de tubos desechables y de presentación estériles.

La bomba de velocidad variable AUTOFUSE-V3 , posee un control total de ajuste de caudal de flujo para los procedimientos de infiltración. El montaje y el funcionamiento de esta unidad es sencillo y rápido permitiendo al cirujano trabajar a la velocidad optima para cada intervención. La bomba de infiltración de velocidad variable AUTOFUSE-V3 puede ser utilizada con bolsas intravenosas o en bateas o recipientes con soluciones preparadas. El diseño compacto y la potente micro-bomba, y el pequeño pedal hacen de esta unidad de infiltración el sistema ideal para ser utilizado en la consulta o el hospital. Posee Marcado CE-0120 y tiene una garantía de 12 meses.

#### Datos Técnicos

Dimensiones	Peso	Caudal	Vol.
18,5 x 22,5 x 9,5 cm.	3,30 Kg	40 a 100 ml/min.	220

**"Rentabilice su tiempo en Quirófano"**

También incluye la posibilidad de adaptar al tubo de irrigación de anestesia un mango Mitmed para mayor comodidad y manejabilidad.

Así mismo, disponemos de amplia y variada gama de cánulas para irrigación de anestesia, Hunstad, Lamis, Mitmed, etc.

Las medidas de grosor pueden ser de 1,6mm, 2mm y 3mm , y de una longitud de : 9 cm 15cm, 20cm, 23cm, 30,cm y 35cm.



#### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Referencia	Descripción	Precio
AUTOFUSE-V3	Bomba para Irrigación de Anestesia "AUTOFUSE-V3"	Consultar
AFTU-DSX	Tubos para irrigación , (10und)	Consultar
INF-HAN-L	Mango (fibra de carbono) para Cánulas de Irrigación Mitmed	Consultar
BN-1615	Cánula de Irrigación Mitmed de 16ga x 15cm	Consultar
BN-1430	Cánula de Irrigación Mitmed de 14ga x 30cm	Consultar

Esta Tarifa esta sujeta a cambios sin previo aviso.

En estos precios no esta incluido el 7% de IVA.

Telefono de atencion al cliente: 902 101 638  
**www.surgest.com**

Valles 92  
08190 Sant Cugat del Valles  
Barcelona (Spain)  
Tel: (+34) 902 101 638  
Fax: (+34) 936 743 034  
e-mail: surgest@surgest.com

