

INFUSION PUMP-MM

Bomba para Irrigación de Anestesia



"Rentabilice su tiempo en Quirófano"
INFUSION PUMP-MM DUAL



- Posee control del caudal de Flujo ajustable de 0 a 850ml/min.
- Infiltración continuada sin necesidad de cambios ni recargas de jeringas.
- De sencillo y rápido montaje con sistema de tubos desechables y de presentación estériles.

La bomba de velocidad variable *INFUSION PUMP-MM*, posee un control total de ajuste de caudal de flujo para los procedimientos de infiltración. El montaje y el funcionamiento de esta unidad es sencillo y rápido permitiendo al cirujano trabajar a la velocidad óptima para cada intervención. La bomba de infiltración de velocidad variable *INFUSION PUMP-MM* puede ser utilizada con bolsas intravenosas o en bateas o recipientes con soluciones preparadas.



El diseño compacto y la potente micro-bomba, y el pequeño pedal neumático hacen de esta unidad de infiltración el sistema ideal para ser utilizado en la consulta o el hospital.

Datos Técnicos

Dimensiones	Peso	Caudal	Vol.
17,8 x 27,9 x 12,7cm.	4,90 Kg	0 a 850 ml/min.	220

También está disponible una versión DUAL, con dos cabezas, para rentabilizar su tiempo en quirófano. Incluye la posibilidad de adaptar al tubo de irrigación de anestesia un mango Mitmed para mayor comodidad y manejabilidad.

Así mismo, disponemos de amplia y variada gama de cánulas para irrigación de anestesia, Hunstad, Lamis, Mitmed, etc.

Las medidas de grosor pueden ser de 1,6mm, 2mm y 3mm, y de una longitud de: 9 cm, 15cm, 20cm, 23cm, 30cm y 35cm.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Referencia	Descripción	Precio
20-6005-00	Bomba para Irrigación de Anestesia "INFUSION PUMP-MM"	Consultar
20-6022-00	Bomba para Irrigación de Anestesia "INFUSION PUMP-MM DUAL" (Doble cabezal)	Consultar
20-6001-00	Tubos para irrigación para bomba INFUSION PUMP-MM, (10und)	Consultar
INF-HAN-L	Mango (fibra de carbono) para Cánulas de Irrigación Mitmed	Consultar
BN-1615	Cánula de Irrigación Mitmed de 16ga x 15cm	Consultar
BN-1430	Cánula de Irrigación Mitmed de 14ga x 30cm	Consultar

Esta Tarifa está sujeta a cambios sin previo aviso.

En estos precios no está incluido el 7% de IVA.

Telefono de atención al cliente: 902 101 638
www.surgest.com

Valles 92
08190 Sant Cugat del Valles
Barcelona (Spain)
Tel: (+34) 902 101 638
Fax: (+34) 936 743 034
e-mail: surgest@surgest.com

