

# JERINGAS LAMIS

**Sistema automático de irrigación, rápido,  
desechable,  
para procedimientos de anestesia**

## JERINGAS LAMIS

### DATOS TECNICOS

Capacidad: 10 cc.

Presentación: Cajas de 10 unidades.


Envase: Estéril (unitario).

Sin riesgo de contaminación cruzada.

Sistema automático de recuperación del embolo.

Fácil manejo, mínima fatiga.

Permite cánulas de conexión Luer Lock.



Las Jeringas Lamis poseen el Marcado CE

Las Jeringas desechables LAMIS, facilitan una rápida y cómoda irrigación manual, gracias a el retorno automático del embolo y del adaptador de tres vías que permite la irrigación constante de 10cc. en 10cc., reduciendo al mínimo la fatiga en intervenciones quirúrgicas.

Su conexión Luer Lock permite utilizar las cánulas de irrigación con cono luer lock facilitando su manejo en planos subcutáneos, eliminando dañar el tejido vascular.

Las Jeringas LAMIS se presentan envasadas unitariamente, estériles para un solo uso. Elimina el riesgo de contaminación cruzada, su bajo coste elimina el gasto de reesterilización.

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Referencia	Descripción	
LAM-10	Jeringa de irrigación Lamis, estéril, de 10cc. (10 unidades x caja) <i>Lamis injection syringe, sterile.</i>	
LAM-TUBING	Tubo estéril para jeringas Lamis, de 2 metros. (10 unidades x caja) <i>Lamis tubing sterile.</i>	

Telefono de atencion al cliente: 902 101 638

[www.surgest.com](http://www.surgest.com)

Valles 92  
08190 Sant Cugat del Valles  
Barcelona (Spain)  
Tel: (+34) 902 101 638  
Fax: (+34) 936 743 034  
e-mail: [surgest@surgest.com](mailto:surgest@surgest.com)

