

UNI-MATIC

Pistola Irrigación Anestésica de 2cc. Sistema multi-inyección



Con un mango ergonómico diseñado para ofrecer un ajuste completo, este sistema de multi-inyección se adapta a todas las conexiones existentes I.V. y permite administrar dosis exactas de infiltración, desde 0,01 cc hasta 2cc.

VERSÁTIL

UNI-MATIC se acopla a todos los equipos de suero, viales y conexiones Intravenosas .

PRECISO

UNI-MATIC permite administrar dosis exactas, desde 0.01cc hasta 2cc.

RÁPIDO

UNI-MATIC ahorra tiempo y elimina la necesidad de disponer de más de una jeringa, ya que el relleno de la jeringa se realiza de manera automática.

ECONÓMICO

El adaptador luer lock del UNI-MATIC permite conectar cualquiera de las agujas hipodérmicas estándar existentes en el mercado. Con un mango ergonómico diseñado para ofrecer un ajuste completo

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Referencia	Descripción
UNI-MATIC	Pistola de Irrigación UNIMATIC (capacidad 2cc)
LAM-TUBING	Tubos de Irrigación para UNIMATIC en cajas de 10 unidades

Telefono de atencion al cliente: 902 101 638
www.surgest.com

Valles 92
08190 Sant Cugat del Valles
Barcelona (Spain)
Tel: (+34) 902 101 638
Fax: (+34) 936 743 034
e-mail: surgest@surgest.com

