

VET-MATIC

Pistola Irrigación Anestésica de 5cc. Sistema multi-inyección



Con un mango ergonómico diseñado para ofrecer un ajuste completo, este sistema de multi-inyección se adapta a todas las conexiones existentes I.V. y permite administrar dosis exactas de infiltración, desde 0,01 cc hasta 5cc.

VERSÁTIL

VET-MATIC se acopla a todos los equipos de suero, viales y conexiones Intravenosas .

PRECISO

VET-MATIC permite administrar dosis exactas, desde 0.01cc hasta 5cc.

RÁPIDO

VET-MATIC ahorra tiempo y elimina la necesidad de disponer de más de una jeringa, ya que el rellenado de la jeringa se realiza de manera automática.

ECONÓMICO

El adaptador luer lock de VET-MATIC permite conectar cualquiera de las agujas hipodérmicas estándar existentes en el mercado. Con un mango ergonómico diseñado para ofrecer un ajuste completo

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Referencia	Descripción
VET-MATIC	Pistola de Irrigación Anestésica VET-MATIC (Capacidad 5cc)

Telefono de atención al cliente: 902 101 638
www.surgest.com

Valles 92
08190 Sant Cugat del Valles
Barcelona (Spain)
Tel: (+34) 902 101 638
Fax: (+34) 936 743 034
e-mail: surgest@surgest.com

