

Sistema Qfix[®] Mesas de Tratamiento y Simuladores

Tableros en fibra de Carbono, desmontables.



Tableros para Mesas de Tratamiento y Simuladores

El tablero Qfix[®] es de fácil montaje y desmontaje sobre las mesas de Tratamiento o Simuladores. Es radioluciente y ha sido diseñado para reemplazar a la mesa original, permitiendo el calibrado de los accesorios y facilitando el posicionamiento de los pacientes en los tratamientos y en la captación de imágenes a 360°.

La mayoría de mesas originales contienen partes metálicas que deben ser evitadas durante la preparación del tratamiento y pueden causar artefactos durante la toma de imágenes. El Tablero Qfix[®] no contiene ninguna parte metálica en la zona de tratamiento.

El tablero Qfix[®], fabricado en fibra de carbono posee una cobertura de composite de fibra que junto con la estructura central de espuma crea un pedestal homogéneo con mínima atenuación y acombamiento.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Referencia	Descripción	
RT-4551-ZXT	Quantum treatment table top for Siemens ZXT pedestal	
RT-4551-TXT	Quantum treatment table top for Siemens TXT pedestal	
RT-4551-ETR	Quantum treatment table top for Varian ETR pedestal	
RT-4551-EXA	Quantum treatment table top for Varian Exact pedestal	
RT-4551-ELK	Quantum treatment table top for Elekta Precise pedestal	

Telefono de atencion al cliente: 902 101 638
www.surgest.com

Valles 92
08190 Sant Cugat del Valles
Barcelona (Spain)
Tel: (+34) 902 101 638
Fax: (+34) 936 743 034
e-mail: surgest@surgest.com

